

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい[®]

介護保険
貸与



洗い場



手が届く安心
介助も安全に
臀部を洗う時
立位も安定

脱衣場



キッチン



洗面所



トイレ



ベッドサイド、椅子、玄関などでも

厚生労働大臣 解釈通知 (抜粋)

【貸与扱い】床置き式手すり=居室内で使う

※「浴室除く」などは記載なし

【購入扱い】浴室手すり=浴槽をはさむ

※本品は浴槽をはさんでいない

特許
申請



品番 FKB-12-60-I

錆びない・滑らない・水はけ良好

錆びない SUS304

ステンレスの中でも最も錆びにくいSUS304採用
ベースプレート、手すり、支柱、ビス1本に至るまで

ベースプレート裏側



手すり把持部

滑らない 滑り止めゴム


手すり・ベースプレート上に滑らないゴム「ダイヤタッチ」
ベースプレート全周に段差解消ミニスロープの幅広ゴム

水はけ良好 排水溝多数

ベースプレート周辺ゴムスロープの裏側は靴底同様
水はけ用の溝を多数配置。排水口の上にも設置可能

周辺ゴムスロープ裏側

品揃え




FKB-12-60-L

FKB-12-90-I

FKB-12-90-L

手すり形状
ベースプレート長さ (cm)

交換簡単パーツ



ゴム類は分割型
必要部位のみ交換

滑り止めマット はめ込み
周辺ゴムスロープ 8~12分割
手すり把持部
面ファスナー+両面テープ

よくあるご質問

Q. 水勾配の床面は？

A. 高さ微調整用ゴム標準附属。
大きな勾配では「すのこ」
などで水平確保ください。

Q. エッジつまづかない？

A. 周辺ゴムスロープは角度 14°
段差解消ミニスロープと同じ
幅 35mm のバリアフリー設計

Q. 洗浄は？

A. ゴムは紫外線試験 5年相当合格
でも中性洗剤洗い・拭き取りを。
アルコールOK、オゾンNG